



Gebruiksaanwijzing

- 1. Voor gebruik:
• Open de batterijhouder door het klepje naar beneden te duwen en plaats twee batterijen, type AAA. Let op de juiste polariteit. Schuif het klepje terug.
• Zet het opzetstuk op het toestel en plaats een mondstukje (alleen bij DA-3000M)

Table with 3 columns: Display, Omschrijving, Display. Rows include Start, Opstart, Blazen, Analyse en resultaat, Heropstart.

Waarschuwingen

Table with 3 columns: Display, Betekenis, Omschrijving. Rows include FL, Er, CA.

GERMAN

- Hinweise:
• Warten Sie 20 Minuten zwischen Alkoholkonsum und Test.
• Für eine größere Genauigkeit kalibrieren Sie das Gerät regelmäßig.
• Setzen Sie das Gerät keinen extremen Umgebungen aus.
• Auf Reichweite von Kindern aufbewahren.
• Falls Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden, entnehmen Sie die Batterien.
• Nach einer längeren Nichtnutzung können die ersten drei Tests fehlerhaft sein.
• Bitte bewahren Sie das Gerät nicht zusammen mit Zeitungen oder Alkohol auf.
• Benutzen Sie nur vom Hersteller empfohlene Mundstücke.
• Benutzen Sie das Produkt nicht um Alkohol zu trinken und danach zu fahren.
• Verdecken Sie nicht das Belüftungsloch auf der gegenüberliegenden Seite zum Mundstück.
• Pusten Sie keinen Zigarettenqualm, Flüssigkeiten oder sonstige Verunreinigungen in das Gerät, da es Schäden nehmen könnte.

Garantiekarte

Table with columns: Product, Kaufdatum, Händler, Ladename, Besitname, Garantiezeit.

Kundenservice

Table with columns: Hersteller, Verkäufer.

Opmerkingen

- Wacht minstens 20 minuten met blazen na de laatste alcoholconsumptie.
• Ten behoeve van betere testresultaten is het aanbevolen het toestel na elke 6 maanden of 200 testen te laten herijken.
• Berg het toestel niet op in een erg koude of warme omgeving, om de sensor te beschermen.
• Buiten bereik van kinderen houden.
• Indien niet gebruikt voor langere tijd, bewaar het toestel dan zonder de batterijen.
• Bij opnieuw gebruik na een lange rustperiode, kunnen de eerste 3-4 testen een hogere afwijking vertonen.
• Laat het toestel NIET liggen bij kranten of alcohol bevattende materialen.
• Gebruik alleen de door de fabrikant goedgekeurde mondstukjes.
• De fabrikant noch haar vertalers veroordigen hiërmes in geen enkel opzicht het gebruik van alcohol vóór het besturen van een (motor)voertuig.
• Blokkeer tijdens de test NIET de luchtuitlaat aan de achterzijde.
• Blaas geen sigarettenrook, vloeistoffen, e.d. in het toestel.

Garantiekarte

Table with columns: Product, Aankoopdatum, Verkoopnaam, Garantiperiode.

Klantendienst

Table with columns: Fabrikant, Distributeur.

ALKOMAT Cyfrowy ALCOSENT DA-3000

Model: Nazwa części. Typ produktu: DA-3000. Zestaw zawiera: Alkomat ALCOSENT DA-3000, Baterie AAA 2szt, Instrukcja obsługi, Przystawka do ustnika, Ustniki 2szt.

Specyfikacja produktu

Table with columns: Metoda pomiaru, Zakres pomiarów, Dokładność, Przygotowanie do pomiaru, Czas poboru próbki, Czujnik, Zasilanie, Wyświetlacz, Wymiary, Waga, Lataрка, Kalibracja.

Digital Breathalyzer Alcoscent DA-3000

Präzises Atemtestverfahren durch Halbleitertechnik
Danke dass Sie unser Produkt gekauft haben. Der DA-3000 ist ein digitaler Alkoholtester, der den Atemalkoholgehalt in %BAC, mg/l oder auch g/l(‰) angibt.

Produkte und Modelle. Inhalt: Digital Breathalyzer DA-3000, 2 (zwei) AAA Batterien, Mundstückhalterkappe (Mundstück-Adapter), 2 (zwei) Mundstücke, Bedienungsanleitung. Bezeichnung der Teile: Batterie Abdeckung, Mundstück, Halterkappe, LCD-Display, Ein-Schalter.

Datenblatt

Table with columns: Bauteil, Spezifikation. Rows include Anzeigebereich, Genauigkeit, Aufwärmzeit, Reaktionszeit, Sensor, Stromversorgung, Display, Abmessungen, Gewicht, Batterie-Lebensdauer, Kalibrierung.

Die Spezifikation können sich ohne Vermerk verändern.

GERMAN

Bedienung

- 1. Vor Gebrauch:
• Öffnen Sie das Batteriefach und legen zwei 1.5V AAA Batterien passend der Polung ein.
• Schließen Sie das Batteriefach.
• Versehen Sie das Gerät mit der Halterkappe und stecken ein Mundstück auf.

Table with columns: Display, Beschreibung, Display. Rows include Start, Start-Up, Atemtest, Analyse und Anzeige %BAC, Re-Start.

Alarme

Table with columns: Display, Bedeutung, Beschreibung. Rows include Batterie schwach, Luftstrom Error, Zeit abgelaufen, Kalibrierung.

GERMAN

Jak używać

- 1. Przed użyciem:
• Otworzyć pokrywę baterii i włożyć baterie AAA 1.5V 2szt. i zamknąć pokrywę
• Złożyć przystawkę do ustnika na górną częśc testera oraz umieścić w niej usłnik
2. Jak używać latakı
• Przytrzymać przycisk zasilania przez 2 sekundy aż do momentu zapalenia się latakı LED oraz wyświetlenia „F” na wyświetlaczu
• Przycisnąć przycisk ponownie aby wyłączyć latakę
3. Wykonanie testu

Table with columns: Display, Beschreibung, Display. Rows include Start, Ponowny start, Pobieranie próbki, Analizowanie próbki %, Restart.

Ostrzeżenia

Table with columns: Display, Opis, Wyjaśnienie. Rows include Slabe baterie, Błędny próbkı, Błędny czasu, Kalibracja.

GERMAN

Uwagi i ostrzeżenia

- Uwagi:
1. Uwzględnij okres, co najmniej 20 minut pomiędzy ostatnią konsumpcją alkoholu oraz paleniem papierosów i testowaniem.
2. Zamknięcie pokrywki ze słabą wentylacją lub klimatyzacja mogą opóźnić czas niezbędny do resetowania pomiędzy kolejnymi testami.
3. Zanieczyszczenie sensora (czujnika) śliną albo alkoholem, opóźni czas konieczny dla resetowania pomiędzy kolejnymi testami oraz może być powodem błędı.
4. Gdy pobierasz próbkę powietrza, nie blokuj otworu ujścia powietrza, który znajduje się po przeciwległej stronie ustnika.
5. Używaj tylko ustników, który są zatwierdzone przez producenta.
6. uwzględnij czas 1-2 minuty między testami
Ostrzeżenia:
1. Nie wdychuj dymu z papierosa lub plynów do testera
2. Nie używaj alkomatu jako miernika aby pić i później kierować pojazdem. Nie ma żadnego bezpiecznego poziomu spożycia alkoholu przez prowadzeniem pojazdu.
3. Przechowuj unikając ekstremalnie temperatury i dostępu do dzieci.
4. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się „Err” skontaktuj się z serwisem.

Karta Gwarancyjna

Table with columns: Produkt, Data zakupu, Sprzedawca, Dane Sklepu Właściciela, Okres Gwarancyjny.

Obsługa Klienta

W przypadku pytań lub wątpliwości, informacji dotyczących kalibracji lub zakupu ustników, proszę skontaktować się z najbliższym dystrybutorem urządzenia.